

救急用応急処置BOX



■セット例

- サイレン付メガホン TR-215S
- 三角消火バケツ #1002(黄)
- 真空バック毛布 #8032
- ハロゲン強力ライト #3166
- コンパクトワークセット(圧縮加工品) #6165
- 簡易式タンカ(キャリールーフ) KY-05
- 感染対策用人工呼吸器(レサコ) ES-09
- ルミカライト ●10型消火器 SP-10X
- 救急箱セット ●ストッパー(車輪止) KBL-277
- 携帯用酸素吸入器O2バックA型 OA-122

| | |
|----------------|---------------|
| 商品コード | NF6 00000 |
| 寸法(L×W×H) (mm) | 499×807×1,204 |
| 質量 (kg) | 40 |

※セット内容については、現場の状況、ご要望によりご相談に応じます。

自動体外式除細動器(AED)



| | | |
|----------------------|--|--|
| 商品コード | RN2 00003 | RN2 00006 |
| メーカー | 旭化成ゾールメディカル | 日本光電 |
| 型式 | ZOLL AED Plus | AED-3100 |
| 電極パッド | 使い捨て成人用除細動電極パッド CPR-D-padz | 使い捨て除細動パッド P-740 |
| 出力エネルギー (50Ω時) | 自動選択 成人モード/120,150,200J 小児モード/50,70,85J | 漸増式 成人モード/1回目:150J-2回目:200J-3回目:200J 小児モード/1回目:50J-2回目:70J-3回目:70J |
| 音声ガイド | 日本語 | |
| バッテリー | リチウムバッテリー(充電不可) | |
| バッテリー待機寿命 | 3年 | 4年 |
| 本体寸法(L×W×H) (mm) | 292×241×133 | 252×206×97 |
| 質量(バッテリー・パッド含む) (kg) | 3.1 | 2.3 |

※小児モード使用には、旭化成ゾール製は小児用パッド(オプション品・販売)／日本光電製は切替スイッチにて対応となります。

△高度管理医療機器対象機種 高度管理医療機器対象機種にしましては、その営業許可資格を取得しております営業本部からの対応となります。

救命(心臓)BOX



標準セット内容



| | |
|----------------|---------------|
| 商品コード | RP1 10002 |
| 寸法(L×W×H) (mm) | 443×745×1,206 |
| 質量 (kg) | 35 |

※AEDを収納するコーナーボックスです。 ※AED本体は別途ご注文ください。

AED収納ボックス



| | |
|----------------|--------------|
| 商品コード | RP1 10001 |
| メーカー | 旭化成ゾールメディカル |
| 寸法(L×W×H) (mm) | 19.5×37×37.5 |
| 質量 (kg) | 6.5 |

※壁掛け型の収納ボックスです ※AED本体は別途ご注文ください。